



Meditech utvecklar och tillverkar system för kardiovaskulär diagnostik. De är en av de stora aktörerna internationellt vad gäller system för ambulatorisk blodtrycksregistrering, som är den produkt som företaget grundade sin verksamhet på. Meditech har också system för EKG, event recorders och Holter EKG.

## Meditech ABPM-06 **PREMIÄR!** – Sannolikt världens minsta och lättaste 24-timmars blodtrycksmätare

Meditech ABPM-06 och tidigare modeller ABPM-05 och ABPM-04 är ett system för ambulatorisk registrering av blodtryck, vanligen benämnt "24-timmars blodtryck". Systemet tillverkas av Meditech Ltd., Budapest, Ungern. Meditech har utvecklat och tillverkat 24-timmars blodtryck sedan 1990 och ABPM-06 är den sjätte generationen. Fram till idag har Meditech levererat mer än 15.000 system runt om i världen och i Norden har vi levererat mer än 500 system sedan starten i oktober 1997. Meditechs mätare är naturligtvis CE-märkta och företaget Meditech är certifierat enligt ISO 9001 och EN 46001. Certifieringen har utförts av Notifield Body 0120. (SGS Yarsley, Storbritannien).

### Oscillometrisk mätmetod

Meditech ABPM-06, ABPM-05 och ABPM-04 använder den oscillometriska principen. Den oscillometriska prin-

cipen är mycket enkel och smidig att applicera och därtill bekväm för patienten.

### Validering

ABPM-06 har en AA validering som möter relevanta ESH-IP och BHS protokoll och ISO/ANSI/AAMI standarder. Meditech ABPM-05 och ABPM-04 har testats och validerats enligt BHS-protokollet och uppfyller där de rekommenderade kraven för klinisk användning. Resultaten har publicerats i "Blood Pressure Monitoring 1998, vol 3 nr 6".

### Koppling till PC-baserad journal

Programvaran CardioVisions till Meditech ABPM-06, ABPM-05 och ABPM-04 har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen Profdoc och Medidoc (går även att koppla till övriga).



## Meditech ABPM-06

Komplett med monitor, standardmanschett, väska, standard mini USB för PC och CardioVisions, personlig version.

**PREMIÄR!**

Art.nr: 3101-06

Ord. pris 27.995:-

**Introduktionspris 22.395:-**

**Teknisk data: ABPM-06**

Mätmetod: oscillometrisk med stegvis utsläpp  
 Mätområde: 30-280 mmHg  
 Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2 % av reg. värde  
 Minneskapacitet: över 600 registreringar  
 Mätperioder: 4 (morgon, dag, natt, special)  
 Tidsintervall: 5,10,15,20,25,30,40,60,90 minuter  
 Programlängd: upp till 51 timmar  
 Trycksensor: piezo-resistiv  
 Dataöverföring: standard mini USB  
 Vikt: 236 gram inkl. batt.  
 Storlek: 98 x 69 x 29 mm  
 Strömförsörjning: 2 st AA batterier  
 Bruksanvisning på svenska medföljer.  
 2 års garanti. 6 månader på manschetter och övrigt.



## Meditech ABPM-05

Komplett med monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version. Finns även med Bluetooth (ABPM-05 Blue).

Art.nr: 3101-05

Ord. pris 26.995:-

**Kampanjpris 21.595:-**

**Teknisk data: ABPM-05**

Mätmetod: oscillometrisk  
 Mätområde: 30-260 mmHg  
 Minneskapacitet: 600 registreringar  
 Trycksensor: piezo-resistiv  
 Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2 % av reg. värde  
 Dataöverföring: optisk fiber  
 PC interface: seriellt eller USB  
 Vikt: 236 gram inkl. batt.  
 Storlek: 98 x 69 x 29 mm  
 Bruksanvisning på svenska medföljer.  
 2 års garanti. 6 månader på manschetter och övrigt.



## Meditech ABPM-04

Komplett med monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version.

Art.nr: 3101

Ord. pris 19.995:-

**Kampanjpris 17.995:-**

**Teknisk data: ABPM-04**

Mätmetod: oscillometrisk  
 Mätområde: 30-260 mmHg  
 Minneskapacitet: 600 registreringar  
 Trycksensor: piezo-resistiv  
 Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2 % av reg. värde  
 Dataöverföring: optisk fiber  
 PC interface: seriellt eller USB  
 Vikt: 350 gram inkl. batt.  
 Storlek: 124 x 82 x 33,5 mm  
 Bruksanvisning på svenska medföljer.  
 2 års garanti. 6 månader på manschetter och övrigt.



Vierbjuder även utbildning  
 och installation vid behov.  
 Ring för offert!

Art.nr: 3110 Nätverkslicens (5 anv.) för CardioVisions. **Pris 8.000:-**

### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 3102-06 Meditech ABPM-06 (monitor, manschett och väska). **Pris 21.395:-**  
 Art.nr: 3102-05 Meditech ABPM-05 (monitor, manschett och väska). **Pris 20.595:-**  
 Art.nr: 3102 Meditech ABPM-04 (monitor, manschett och väska). **Pris 16.995:-**  
 Art.nr: 3103 Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-stor (33-42 cm). **Pris 1.235:-**  
 Art.nr: 3104 Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-barn (18-24 cm). **Pris 1.155:-**  
 Art.nr: 3105 Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-normal (25-32 cm). **Pris 1.095:-**  
 Art.nr: 3106 Bärvaska till Meditech ABPM-04. **Pris 1.195:-**  
 Art.nr: 3106-05 Bärvaska till Meditech ABPM-05 och ABPM-06. **Pris 1.195:-**

Art.nr: 3106-ML Midjebälte till bärvaska Meditech och Labtech. **Pris 245:-**  
 Art.nr: 3109 Seriellt optiskt interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 3.995:-**  
 Art.nr: 3111 Optiskt USB interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 3.995:-**  
 Art.nr: 3111-06 Standard mini USB-kabel till Meditech ABPM-06. **Pris 175:-**  
 Art.nr: 3112 Komplet manschett till Meditech och Labtech. Storlek-barn (12-19 cm). **Pris 995:-**  
 Art.nr: 3113 Komplet manschett till Meditech och Labtech. Storlek-liten vuxen (17-25 cm). **Pris 995:-**  
 Art.nr: 3114 Komplet manschett till Meditech och Labtech. Storlek-normal vuxen (23-33 cm). **Pris 1.035:-**  
 Art.nr: 3115 Komplet manschett till Meditech och Labtech. Storlek-stor vuxen (31-40 cm). **Pris 1.095:-**  
 Art.nr: 3116 Komplet manschett till Meditech och Labtech. Storlek-lår (38-50 cm). **Pris 1.095:-**  
 Art.nr: 3117 Fixeringspunkt för blodtrycksmanschett Meditech och Labtech. **Pris 25:-**


## Labtech Cardiospy EC-12R Vilo EKG

EC-12R är en liten och lätt (endast 140 g) EKG monitor. Den kan användas som 3/6/12 funktion kopplad till en PC. Överföringen av data sker trådlöst med Bluetooth. Programvaran Cardiospy till EC-12R har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen Profdoc och Medidoc (går även att koppla till övriga). Paketet innehåller en 12 kanalers EKG apparat med Bluetooth kommunikation. Programvara för registrering och analys. USB-02/A interface (Bluetooth). 2 års garanti. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se).

Art.nr: 3560

Ord. pris 32.375:-

**Kampanjpris 27.995:-**



## Omron HeartScan HCG-801

Känner av vägform (sinuskurva) i hjärtat och visar möjliga EKG-avvikelser.

- Kan under 30 sekunder mäta hjärtrytmen och vägformen (sinuskurva) varje gång den används
- Efter varje mätning utför mjukvaran automatiskt en utvärdering av alla insamlade data
- Direkt efter genomförd mätning visas rytmlinjen på LCD-skärmen
- För en mer detaljerad utvärdering kan data överföras till en PC med EKG-mjukvara
- SD-minnet kan lagra upp till 300 mätningar, vilket möjliggör långtidsmätning
- Mätaren är mycket enkel att använda

Vikt 106 g. Mått: 12 x 6,5 x 2 cm. CE-märkt. Kliniskt validerad. 3 års garanti.

Art.nr: 4061

Ord. pris 9.725:-

**Kampanjpris 8.265:-**

Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)



Paketerbjudande!  
 Omron HeartScan HCG-801 med monitor och mjukvara

