



# OMRON

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



## OMRON M5 BLACK EDITION

Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

Blodtrycksmätare Omron M5 i nytt utförande. Manschetten passar normal och bred arm (22-42 cm) och har en 75 cm lång slang. Levereras med batterier och förvaringsväska. M5 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. M5 indikerar vid oregelbundna hjärtslag, har färgindikator som signalerar vid högt tryck och indikator för spänning av hypertoni. M5 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och indikering (OK) att man har satt på manschetten korrekt.**

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4250-UN

Ord. pris 1.585:-

**Kampanjpris 1.295:-**



## OMRON EVOLV

En revolution inom blodtrycksmätning är här! Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett för överarmen och 360° noggrannhet, för både normal och bred arm **utan slang**. EVOLV mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en **specialmanschett** som innehåller två storlekar i en (22-42 cm) och är formad för att undvika manschetthypertoni. Det nya är att manschetten har **360° noggrannhet** vilket betyder att det spelar ingen roll hur den sitter runt armen. Man kan med andra ord inte göra fel. EVOLV har även funktioner som indikator för kroppsrörelser under mätningen, guide för manschettapplikering visas med lampa, indikering av oregelbundna hjärtslag och Omron mobil-applikation för iPhone och Android m.m. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten i appen. Vikt endast 240 g. Manschett och batterier ingår. Rekommenderas även vid hemsjukvård och för utlåning till patienter.

Se tillbehör och reservdelar

Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

Art.nr: 4209

Ord. pris 2.679:-

**Kampanjpris 1.995:-**



Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

## OMRON M5 PROFESSIONAL BLACK EDITION

Ett paket där den populära blodtrycksmätaren Omron M5 i nytt utförande ingår. I paketet medföljer manschetter för smal, normal och bred arm (17-42 cm), batterier, nätadapter och förvaringsväska. Manschetten för normal och bred arm har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning! M5 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. M5 indikerar vid oregelbundna hjärtslag, har färgindikator som signalerar vid högt tryck och indikator för spänning av hypertoni. M5 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och indikering (OK) att man har satt på manschetten korrekt.**

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4250P

Ord. pris 2.295:-

**Kampanjpris 1.995:-**

## OMRON M4 Intelli IT

Blodtrycksmätaren omron M4 Intelli IT mäter blodtrycket med oscilometrisk metod vilket innebär att monitorer detekterar blodgenomströmningen genom artären och omvandlar rörelserna till en digital läsning. Den mäter blodtryck och pulsfrekvens snabbt och enkelt och indikerar vid högt blodtryck. Mätaren ger guidning vid applicering av manschett för ett korrekt mätresultat. Den unika Intelli Wrap manschetten mäter blodtrycket från vilken position som helst runt överarmen, vilket minskar risken för felaktiga resultat. Omron M4 Intelli IT har en mobil applikation som ansluter till Omron Bluetooth-enheter och ger en enkel visning av mätningar, historik, grafer och medelvärdet. Man kan enkelt spara och dela hälsodata med andra program som t.ex. Apple Health. Klinisk validerad och godkänd även för gravida och diabetiker. Levereras med manschett för armmåfång 22-42 cm, 4 st AA batterier och förvaringsväska.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4277

Ord. pris 1.465:-

**Kampanjpris 1.295:-**

Bluetooth  
SMART

## OMRON HEM-9210T

Bluetooth blodtrycksmätare Omron HEM-9210T är en kompakt, helautomatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscilometrisk principen. Den mäter ditt blodtryck och pulsfrekvens enkelt och snabbt. Omron HEM-9210T är utrustad med Bluetooth® Smart-teknik som enkelt kan anslutas till en gateway (en smartphone, surfplatta eller andra Bluetooth® Smart-aktiverade enheter) för att överföra data - så att patienter kan stanna hemma medan de är anslutna till vården. Levereras med 4 x AA-batterier, manschett som passar både normal och bred arm i storlek 22-42 cm och manual. 2 års garanti.


- 1-knappsfunktion
- Sömlös teknologi med Tele-health system
- Tydlig och stor LCD-skärm för enkel avläsning
- Omfattande varningsfunktioner: kroppsrörelse, oregelbunden hjärtrytm och låg batterinivå
- Lagring för upp till 100 mätningar
- Kommunikationsspecifikation för utvecklare
- Exempel på källkod och användarmanual
- Skanningsbar Mac-adress, serienummer och lösenord tryckt på paketet. Hög säkerhet med slumpmässigt genererat lösenord
- Tillbehör som säljs separat: manschetter i storlek Small (17-22 cm) och XL (42-50 cm) och nätadapter

Se tillbehör och reservdelar

Art. nr: 4291

Ord. pris 3.985:-

**Kampanjpris 3.495:-**



## OMRON NightView

En kliniskt validerad blodtrycksmätare för att mäta blodtrycket automatiskt under natten. Automatisk nattmätning: 02:00, 04:00, 4 timmar efter mätning. 1 användare 350 minnen. Levereras med manschett för handledsomfång 13,5-21,5 cm, batterier och förvaringssetui.

Art.nr: 4268

Ord. pris 4.375:-

**Kampanjpris 3.495:-**



Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

## OMRON 907 Rekommenderas

Den ultimata blodtrycksmätaren som klarar alla problempatienter. Extra oscilometrisk och auskultatorisk mätning möjlig. Programmerbart genomsnitt av flera mätningar. Gömd funktion för avläsning (resultaten kan döljas för patienten). Levereras med uppladdningsbara batterier, adapter och standardmanschett (22-32 cm).

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 1220

Ord. pris 8.955:-

**Kampanjpris 7.395:-**

## Specialerbjudande!

**Blodtrycksmätare Omron 907 med Trippelmanschett™, golvstativ och pulsoximeter**

Blodtrycksmätaren Omron 907 som klarar alla problempatienter, golvstativ på hjul, Trippelmanschett™ för smal, normal och bred arm och en pulsoximeter MySign® S från EnviteC by Honeywell.

Art.nr: 1220-J20-3

Ord. pris 25.775:-

**Specialpris 21.495:-**

**Blodtrycksmätare Omron 907 med golvstativ och Trippelmanschett™**

Art.nr: 1220-J20

Ord. pris 14.485:-

**Specialpris 11.995:-**



3-5 års garanti på mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barmmanschetter).

**Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!**  
För beställning använd bifogad beställningsblankett.

**Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2025.**

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Box 10022  
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

Nyhet!

**OMRON M7 Intelli IT-AFib**

Tillförlitlig blodtrycksmätare som är utrustad med den senaste tekniken AFIB, som kan upptäcka förmaksflimmer med hög noggrannhet.

Med AFib indikerar mätaren vid hjärtflimmer och i TruRead-läget kan man automatiskt ta tre mätningar efter varandra och se genomsnittet. Kliniskt validerad och godkänd även för personer med diabetes och gravida. Indikerar vid oregelbundna hjärtslag och visar med hjälp av färglampa om blodtrycket är för högt. Visar veckovis medelvärde. Visar morgon-/kvällsmedelvärde och har minne för två personer + gäst med 100 sparade mätningar per person. Mätaren har en mobil-app som ansluter till Omron-Bluetooth-enheter och visar mätningar, historia, grafer och medelvärden. Gör det enkelt att spara och dela hälsodata med andra program som t.ex. Apple Health. Fungerar med iPhone och Android. Manschetten för armmåfång 22-42 cm garanterar ett mycket tillförlitligt resultat i alla positioner runt armen (360°) vilket minskar risken för felaktiga resultat. Manschetten är förformad och anpassar sig bekvämt efter armen och skapar på så sätt ett jämnt tryck. Levereras med manschett med en extra lång slang på 1,2 m, batterier och förvaringsväska.

Se tillbehör och reservdelar ★

Art.nr: 4258-12M

Ord. pris 1.989:-

**Kampanjpris 1.695:-**



360° noggrannhet på manschetten



**OMRON Complete (2 i 1) Blodtrycksmätare + EKG**

Få en komplett bild av hjärthälsan med Omron Complete, en kombinerad blodtrycks- + EKG-monitor för enkla mätningar både inom sjukvården och i hemmiljö.

Att ha möjlighet att mäta båda dessa riskfaktorer för stroke i en enhet gör det möjligt för dem som lever med hjärtflimmer att enkelt hålla reda på deras tillstånd och veta när man ska söka behandling.

En kliniskt validerad blodtrycksmätare med inbyggd EKG-teknik för enkel blodtrycks- och EKG-övervakning. Omron Complete är lätt att använda och upptäcker hjärtflimmer och andra arytmier inom 30 sekunder. Fungerar med Omron Connect: Lagra obegränsade mätningar och spåra data över tiden. OBS! Mobiltelefonen som används som skärm medföljer ej. Levereras med manschett för armmåfång 22-42 cm, batterier och förvaringsväska.



Se tillbehör och reservdelar ★

Art.nr: 4267

Ord. pris 3.495:-

**Kampanjpris 2.795:-**



**InBody**



Bord finns att köpa som tillbehör

**InBody BPBIO750**

Blodtrycksmätaren för mottagningens blodtrycksrum! (Ersätter Omron SpotArm i-Q142 och i-Q132.) Mätaren har en talande guide, stor display och en inbyggd skrivare. I resultatet visas systoliskt och diastoliskt blodtryck, M.A.P, P.P. puls, R.P.P, grafisk pulskurva, grafiskt blodtryck, referens, kunskap om blodtryck, datum och tid. Den är mycket smidig att använda på både vänster och höger arm för smal, normal, och bred arm i en och samma manschett (17-42 cm). Genom att placera armen genom manschetten på det inbyggda armstödet säkerställs korrekt placering av manschetten varje gång patienten mäter. BPBIO750 upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Levereras komplett med en extra manschett, två pappersrullar, strömkabel, användarmanual på svenska och 100 st hygienkydd. Kan beställas med stölskydd.

Se tillbehör och reservdelar ★

Art.nr: 7500

Ord. pris 29.995:-

**Kampanjpris 24.995:-**



- Rörlig manschett
- Rörlig armbågssensor
- Stor display med vägledande guide
- Lika lätt att mäta på vänster och höger arm med ergonomisk design
- Valbart hur resultaten skall visas
- Hygienisk - Lätt att byta manschett
- Går ner i strömsparläge efter 2 minuter
- Lätt att använda
- Upptäcker oregelbunden puls

**Tillbehör och reservdelar:**

Symbol	Art.nr:	Rekommenderas
🟡🟢🔴	2101	Måttband för överarm, handled och midja. <b>Pris 165:-</b>
🟡🟢🔴	1200	Hygienkydd. 100 st/tp. <b>Pris 450:-</b>
🟡🟢🔴	H-ACC-VAS-016	Hygienkydd för ben och armar. 100 st/tp. <b>Pris 665:-</b>
🟡🟢🔴	1254-1	Manschett Stor (32-42 cm) till MIT. <b>Pris 419:-</b>
🟡🟢🔴	1254-2	Manschett Medium (22-32 cm) till MIT. <b>Pris 255:-</b>
🟡🟢🔴	1202	Manschett Medium (22-32 cm). <b>Pris 235:-</b>
🟡🟢🔴	1201	Manschett Liten (17-22 cm). <b>Pris 389:-</b>
🟡🟢🔴	1243-1	Manschett till 773, M7, M10-IT & i-C10 (22-42 cm). <b>Pris 469:-</b>
🟡🟢🔴	1270-1	Manschett till alla M6/M5 (22-42 cm). <b>Pris 419:-</b>
🟡🟢🔴	4270-1	Manschett till M6/M5 Prof. B.E., M6AC/M5 B.E., 9210T (22-42 cm). <b>Pris 619:-</b>
🟡🟢🔴	4272-1	Manschett till M4 och M7 Intelli IT (22-42 cm). <b>Pris 439:-</b>
🟡🟢🔴	4922	Manschett till HEM-9210T (42-50 cm). <b>Pris 1.795:-</b>
🟡🟢🔴	4209-1	Manschett till EVOLV (22-42 cm). <b>Pris 295:-</b>
🟡🟢🔴	1223	Manschett till R5-l och R7 (13,5-21,5 cm). <b>Pris 285:-</b>
🟡🟢🔴	1204	Nippel. <b>Pris 15:-</b>
🟡🟢🔴	1204-1	Nippel till 773, M7, M10-IT och i-C10. <b>Pris 15:-</b>
🟡🟢🔴	1204-4	Nippel till M7 IT, M6AC, M6 Prof. B.E., M5 B.E., M5 Prof. B.E., 9210T. <b>Pris 15:-</b>
🟡🟢🔴	1204-5	Nippel till M7 IT-AFIB, M4 IT och Complete. <b>Pris 15:-</b>
🟡🟢🔴	1240-4	Batterilucka till Omron M7, i-C10 och Complete. <b>Pris 19:-</b>
🟡🟢🔴	1260-4	Batterilucka till Omron M6 och M10-IT. <b>Pris 19:-</b>
🟡🟢🔴	1270-4	Batterilucka till Omron M6W och M6 Prof. <b>Pris 19:-</b>
🟡🟢🔴	4270-4	Batterilucka till Omron M7 IT, M6AC och M6 Prof. B.E. <b>Pris 19:-</b>
🟡🟢🔴	4209-4	Batterilucka till Omron EVOLV. <b>Pris 19:-</b>
🟡🟢🔴	4250-4	Batterilucka till Omron M5 B.E. och M5 Prof. B.E. <b>Pris 19:-</b>
🟡🟢🔴	4257-4	Batterilucka till Omron M7 IT-AFIB och M4 IT. <b>Pris 19:-</b>
🟡🟢🔴	1259	Nätadapter H. <b>Pris 319:-</b>
🟡🟢🔴	1257	Nätadapter till MIT och i-Q. <b>Pris 319:-</b>
🟡🟢🔴	1232	Skrivare till 705IT, 705CP-II, R7 och i-Q142. <b>Pris 1.195:-</b>
🟡🟢🔴	1232-1	Pappersrullar till skrivare 5 st/tp. <b>Pris 109:-</b>
🟡🟢🔴	1241-1	CD-rom till 705CP-II och R7. <b>Pris 89:-</b>
🟡🟢🔴	1250-1	CD-rom till i-Q142, M10-IT och MIT Elite Plus. <b>Pris 89:-</b>
🟡🟢🔴	1241-2	USB-kabel till 705CP-II, R7 och i-Q142. <b>Pris 698:-</b>
🟡🟢🔴	1243-2	USB-kabel till M10-IT och MIT Elite Plus. <b>Pris 698:-</b>
🟡🟢🔴	1270-2	Förlängningsslang 1,2 m till M7/M4 IT, M6W, M6AC, M5 och 9210T. <b>Pris 95:-</b>
🟡🟢🔴	1240-2	Förlängningsslang 1,2 m till 773, M7, M10-IT och i-C10. <b>Pris 95:-</b>

**Tillbehör och reservdelar till Omron 907:**

- Art.nr: 1227 Manschett Stor (32-42 cm). **Pris 1.260:-**
- Art.nr: 1226 Manschett Medium (22-32 cm). **Pris 1.220:-**
- Art.nr: 1225 Manschett Liten (17-22 cm). **Pris 970:-**
- Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275:- **Nu 2.995:-**
- Art.nr: 1235 Väggfäste. **Pris 1.895:-**
- Art.nr: 1236 Stångfäste. **Pris 2.695:-**
- Art.nr: 1233 Batteripack. **Pris 835:-**
- Art.nr: 1238 Nätadapter. **Pris 319:-**
- Art.nr: 1228 Förlängningsslang 1 m. **Pris 105:-**
- Art.nr: 1229 Förlängningsslang 1,3 m. **Pris 109:-**
- Art.nr: 1220-23 Snabbkoppling (hona+hane). **Pris 40:-**

**Tillbehör och reservdelar till InBody BPBIO750:**

- ★ Art.nr: 7501 Manschett (17-42 cm). **Pris 625:-**
- ★ Art.nr: 7502 Pappersrullar till skrivare 5 st/tp. **Pris 415:-**
- ★ Art.nr: 7503 Stölskydd. **Pris 395:-**
- ★ Art.nr: 7504 Bord. **Pris 3.765:-**
- ★ Art.nr: 7505 Stol. **Pris 1.345:-**
- ★ Art.nr: 7506 Strömkabel. **Pris 225:-**

**Reservdelar manschetter till Omron SpotArm:**

- Art.nr: 1250-2 Manschett/hölje till i-Q142. **Pris 319:-**
- Art.nr: 1251-2 Manschett/hölje till i-Q132. **Pris 319:-**

**Tillbehör och reservdelar extra manschetter:**

- Art.nr: 1001-10 Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.255:- **Nu 995:-**
- Art.nr: 1001-01 Trippelmanschett™ Latexfri med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.560:- **Nu 1.255:-**
- Art.nr: 1306-01 Manschett Spädbarn 0-1 år med nippel. **Pris 209:-**
- Art.nr: 1306-11 Manschett Spädbarn 0-1 år. Latexfri med nippel. **Pris 269:-**
- Art.nr: AJM-1306-01 AJM™-manschett Spädbarn 0-1 år. Latexfri med nippel. **Pris 325:-**
- Art.nr: 1305-01 Manschett Barn 1-4 år med nippel. **Pris 209:-**
- Art.nr: 1305-11 Manschett Barn 1-4 år. Latexfri med nippel. **Pris 279:-**
- Art.nr: AJM-1305-01 AJM™-manschett barn 1-4 år. Latexfri med nippel. **Pris 325:-**




Nätadapter H  
Art.nr: 1259



Golvstativ  
Art.nr: 1234



Bord InBody  
Art.nr: 7504



Art.nr: 1200



Art.nr: H-ACC-VAS-016

**OBS!** Vid köp av art.nr: 1201, 1306-01, 1306-11, AJM-1306-01, 1305-01, 1305-11 och AJM-1305-01 måste art.nr: 1240-2 köpas till (gäller för äldre M7, M10-IT och i-C10).

3-5 års garanti på mätare och 2 års garanti på InBody.

(1 år på Omron och InBody manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter.)

**Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!**

För beställning använd bifogad beställningsblankett.

**Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2025.**

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Box 10022  
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se  
www.ajmedicalshop.se  
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82





# OMRON

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den senaste teknologin för en säkrare, snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



Splash-proof & Shock-proof

## OMRON HBP-1320

Den ultimata blodtrycksmätaren för professionellt bruk som klarar alla patienter. Den är mycket hållbar, stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12-50 cm. Mätaren är **shock-proof** vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. **Splash-proof** betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetter för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden.

Noll-indikator visar att mätaren har återställt på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden och sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med manschetter med 1 m slang i storlek medium (22-32 cm) och stor (32-42 cm), uppladdningsbara batterier och nätadapter/laddare.

Se tillbehör och reservdelar ✖

Art.nr: 4232

Ord. pris 6.345:-

**Kampanjpris 4.995:-**



Splash-proof

## OMRON HBP-1120

Blodtrycksmätare för professionellt bruk. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **splash-proof** vilket betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetter för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställt på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med standardmanschett (22-32 cm) och nätadapter.

Se tillbehör och reservdelar ✖

Art.nr: 4231

Ord. pris 4.395:-

**Kampanjpris 3.495:-**

Tillbehör och reservdelar

Golvstativ med korg  
Art.nr: 1234



Hygienskydd för blodtrycksmanschett

Art.nr: 1200



Art.nr: H-ACC-VAS-016

## Blodtrycksmätare Omron HBP-1320 med stetoskop Littmann Classic III

Art.nr: 4232-J30

Ord. pris 7.790:-

**Specialpris 5.995:-**



Tillbehör och reservdelar till Omron HBP-1320 ✖, HBP-1120 ✖, HBP-1300 ✖ och HBP-1100 ✖:

- ✖ Art.nr: 4234 Manschett XL (42-50 cm) med 4,5 m slang. **Pris 1.395:-**
- ✖ Art.nr: 4235 Manschett L (32-42 cm) med 4,5 m slang. **Pris 1.165:-**
- ✖ Art.nr: 4236 Manschett M (22-32 cm) med 4,5 m slang. **Pris 825:-**
- ✖ Art.nr: 4237 Manschett S (17-22 cm) med 4,5 m slang. **Pris 795:-**
- ✖ Art.nr: 4238 Manschett XS (12-18 cm) med 4,5 m slang. **Pris 755:-**
- ✖ Art.nr: 4239 Manschett XL (42-50 cm) med 1 m slang. **Pris 1.095:-**
- ✖ Art.nr: 4240 Manschett L (32-42 cm) med 1 m slang. **Pris 865:-**
- ✖ Art.nr: 4241 Manschett M (22-32 cm) med 1 m slang. **Pris 525:-**
- ✖ Art.nr: 4242 Manschett S (17-22 cm) med 1 m slang. **Pris 495:-**
- ✖ Art.nr: 4243 Manschett XS (12-18 cm) med 1 m slang. **Pris 455:-**
- ✖ Art.nr: 1001-70 Trippelmanschett med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.270:- **Nu 1.020:-**
- ✖ Art.nr: 4244 Nippel. **Pris 25:-**
- ✖ Art.nr: 4245 Förlängningsslang 4,5 m. **Pris 395:-**

- ✖ Art.nr: 1200
- ✖ Art.nr: H-ACC-VAS-016
- ✖ Art.nr: 1234
- ✖ Art.nr: 4217
- ✖ Art.nr: 4218
- ✖ Art.nr: 4219
- ✖ Art.nr: 4220
- ✖ Art.nr: 4221
- ✖ Art.nr: 1001-40
- ✖ Art.nr: 4222
- ✖ Art.nr: 4223
- ✖ Art.nr: 1259
- ✖ Art.nr: 4224
- ✖ Art.nr: 4225
- ✖ Art.nr: 4226
- ✖ Art.nr: 4227

- Hygienskydd. 100 st/tp. **Pris 450:-**
- Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. **Pris 665:-**
- Golvstativ. Ord. pris 4.275:- **Nu 2.995:-**
- Manschett XL (42-50 cm). **Pris 1.095:-**
- Manschett L (32-42 cm). **Pris 865:-**
- Manschett M (22-32 cm). **Pris 525:-**
- Manschett S (17-22 cm). **Pris 495:-**
- Manschett XS (12-18 cm). **Pris 455:-**
- Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.315:- **Nu 1.050:-**
- Batteripack. **Pris 825:-**
- Nätadapter. **Pris 319:-**
- Nätadapter H. **Pris 319:-**
- Förlängningsslang 1,5 m. **Pris 265:-**
- Förlängningsslang 3,5 m. **Pris 309:-**
- Nippel. **Pris 69:-**
- Snabbkoppling (hona+hane). **Pris 158:-**

## OMRON RS7 Intelli IT



Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

Tillbehör och reservdelar till Omron RS7 Intelli IT:  
Art.nr: 4208-3 Manschett (13,5-21,5 cm). **Pris 285:-**  
Art.nr: 4208-4 Batterilucka. **Pris 19:-**

Art.nr: 4210

Ord. pris 1.995:-

**Kampanjpris 1.695:-**

## OMRON P300 Intelli IT Pulsoximeter

Omron P300 Intelli IT Pulsoximeter/Saturationsmätare är kliniskt validerad och avsedd för användning både inom sjukvården och i hemmiljö. Den har en 1,12" OLED display och en inbyggd fingersensor. Fungerar med Omron Connect. Levereras med batterier och förvaringssetui. 3 års garanti.



Art.nr: 4290

Ord. pris 3.375:-

**Kampanjpris 2.795:-**

## RESP@RATE™

### Ett effektivt sätt att sänka blodtrycket helt utan biverkningar!

**Effektivt** - Tio internationella kliniska studier har alla visat positiv effekt. Den genomsnittliga blodtrycksreduktionen var efter 8 veckors behandling 14 mmHg systoliskt och 9 mmHg diastoliskt.

**Säkert** - I kliniska studier har inga biverkningar rapporterats.

**Enkelt** - enkel och behaglig att använda och går att kombinera med medicinering.



Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

Art.nr: 1001-100

Ord. pris 2.639:-

**Specialpris 2.396:-**

## OMRON WheezeScan

Omron WheezeScan är ett verktyg som är utformat för att hjälpa till att upptäcka väsande och svår andning hos barn med astmasymtom. WheezeScan analyserar barnets andning för att snabbt och exakt berätta om barnets väsande och hjälper till att ta bort tvivel i ögonblicket av andningsvärvigheter och det blir på så sätt enklare att följa läkarens behandlingsplan. Levereras med batterier och förvaringshölje. 3 års garanti.



Art.nr: 4070

Ord. pris 3.625:-

**Kampanjpris 2.895:-**

3-5 års garanti på mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!  
För beställning använd bifogad beställningsblankett.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2025.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Box 10022  
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se  
www.ajmedicalshop.se  
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

Returadress:

**AJ Medical**  
Box 10022  
SE-181 10 Lidingö

**B**



Missa inte våra unika månadserbjudanden i vår webshop: [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)

**OMRON**

### MicroAIR U100 Nebulisator



Omron MicroAIR U100 nebulisator är designad för att behandla tillstånd i de nedre luftvägarna såsom bronkit och astma genom inhalation av mediciner. Levereras med munstycke, vuxenmask, barn-mask, mjuk förvaringsväska, batterier och manual. 3 års garanti.

- Liten och portabel
- Inhalation möjlig från olika vinklar
- Ljudlös
- Enknappsfunktion

Art.nr: 2210  
Pris: 3.995:-



**OMRON**

### TENS E3 Intense



Omron TENS E3 Intense behandlar stress, trötthet, muskelvärk, artros och spänningshuvudvärk. Med enkla förvalda program kan du ställa in vilken del av kroppen du vill behandla. Den är ett kompletment till smärtstillande tabletter och kan hjälpa till att förebygga återkommande smärtsamma problem. Levereras med Long Life Pads, batterier, bältesclip, mjuk förvaringsväska och manual. 3 års garanti.

Art.nr: 4043  
Pris: 1.195:-



**OMRON**

### HeatTens



Omron HeatTens är avsedd att minska och lindra smärta i muskler och leder. Den minskar även stelhet och domningar i t.ex. rygg, armar, ben och axlar genom elektrisk nervstimulering mot den del av huden som är närmast smärtpunkten. Omron HeatTens erbjuder värme för lugnande lindring och med TENS-tekniken lindras smärtan samtidigt som blodcirkulationen förbättras. Omron HeatTens kan användas effektivt i kombination med andra typer av smärtbehandling eller läkemedel. 3 års garanti.

Art.nr: 4045  
Ord. pris: 1.735:- **Kampanjpris 1.395:-**

#### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 4016-1 Tvättbara Long Life Pads till Omron E1, E2, E3, E4 och Soft Touch, 2 st/fp. **Pris: 325:-**

**OMRON**

### PocketTens



Omron PocketTens minskar och lindrar smärta i muskler och leder, stelhet och domningar i rygg, armar, ben, nacke och fötter genom elektrisk nervstimulering mot den del av huden som är närmast smärtpunkten. Enheten är avsedd att användas på normal, frisk, torr och ren hud på vuxna patienter. Levereras med Long Life Pads, batterier och förvaringsväska. 3 års garanti.

Art.nr: 4045  
Ord. pris: 685:- **Kampanjpris 545:-**

**OMRON**

### COMP AIR Pro Nebulisator



Omron COMP AIR Pro (NE-C900) är en högpresterande nebulisator avsedd för professionellt bruk för behandling av astma, kronisk bronkit, KOL, allergier och andra andningsproblem genom inandning av mediciner.

- För både barn och vuxna
- Smidig, logisk och lätt användning med en knapp
- Lättvikt med 2,2 kg
- Integrerat handtag för enkel transport
- Medicinbehållarens kapacitet: 2-7 ml
- Hög nebuliseringshastighet: 0,4 ml/min (kort nebuliseringsstid)
- Partikelstorlek 3 µm MMAD. Säkerställer en effektiv behandling av de nedre luftvägarna

Levereras komplett med nebuliseringskitt, näsdusch, adapter, munstycke, näskateter, mask för vuxen (PVC), mask för barn (PVC), 5 st extra luftfilter och svensk bruksanvisning. 3 års garanti.

Art.nr: 2213  
Pris: 2.475:-

**KINLEE**

### KINLee FT3010 Infraröd pantermometer

- Automatisk på och avstängning
- Stor och tydlig display
- Bakgrundsbelysning
- Inbyggd infraröd laserpekare för exakt mätning utan beröring
- Rengörs med 70% sprit
- Minne för 32 mätningar
- Valbar mellan Celsius/Fahrenheit
- Snabbmätning med hög precision, bra för barn och vuxna



Art.nr: 4118  
Ord. pris: 975:- **Kampanjpris 875:-**

**A&D**  
A&D Medical  
**A&D UT-801**

### Infraröd multifunktionstermometer

- 4 mätlägen: öra, panna, yta och rumstemperatur
- Designad att användas utan sonskydd - bra för ekonomi och miljö
- Lätt att rengöra



Art.nr: 4121  
Ord. pris: 865:- **Kampanjpris 695:-**

**OMRON**

### Kroppssammansättningsmätare med våg




**Omron Viva**  
Art.nr: 4054  
Kliniskt validerad med mycket hög noggrannhet.  
Pris: 2.195:-

- Mäter kroppsvikt
- Mäter kroppsfett (%)
- Mäter visceral fettnivå (upp till 30 niv.)
- Mäter skelett och muskler (%)
- Mäter vilometabolism (kcal)
- Räknar ut BMI (Body Mass Index)
- 4 användare + gäst
- Avläsning på 4 sekunder
- Kompakt design med stor display
- 10-80 år, 2-150 kg
- Kan föra över resultaten till App
- 3 års garanti



**Omron BF214**  
Art.nr: 4055  
Kliniskt validerad med mycket hög noggrannhet.  
Pris: 1.095:-

- Mäter kroppsvikt
- Mäter kroppsfett (%)
- Mäter skelett och muskler (%)
- Räknar ut BMI (Body Mass Index)
- 4 användare + gäst
- Minne
- Kompakt design med stor display
- 10-80 år, 2-150 kg
- Automatisk avstängning
- 3 års garanti



**OMRON**

### C102 Total 2 i 1 Nebulisator med näsdusch



Omron C102 Total är en unik 2 i 1 nebulisator med näsdusch. Nebulisatorn är utformad för att behandla sjukdomar i de nedre luftvägarna, som t.ex. bronkit, KOL, astma och olika typer av allergier, genom inandning av mediciner. Enhetens dubbla funktion möjliggör effektiv behandling och lindring av symptom på olika luftvägssjukdomar under årets alla säsonger.

Levereras komplett med nebuliseringskitt, näsdusch, adapter, munstycke, mask för vuxen (PVC), mask för barn (PVC), luftslang (1 m), luftfilter (installerat i huvudenheten) och svensk bruksanvisning. 3 års garanti.

Art.nr: 2212  
Pris: 1.195:-

**OMRON**

### OMRON TERMOMETRAR:

Art.nr: 4115 Digital örötermometer Omron Gentle Temp 521.  
Ord.pris: 719:- **Kampanjpris 599:-**

Tillbehör: Art.nr: 4116  
Provlock, 40 st/fp. **Pris: 110:-**

Art.nr: 4114 Digital örötermometer Omron Gentle Temp 520.  
Ord.pris: 599:- **Kampanjpris 495:-**

Tillbehör: Art.nr: 4116  
Provlock, 40 st/fp. **Pris: 110:-**

Art.nr: 4119 Omron Eco Temp Intelli IT är en febertermometer för mätning oralt eller i armhålan. Fungar med Omron Connect. Levereras med batteri och skyddshölje.  
Ord.pris: 399:- **Kampanjpris 319:-**




Tillbehör: Art.nr: 4113-1  
Hygienskydd. 100 st/fp. **Pris: 50:-**

Art.nr: 4113 Febertermometer Omron Flex Temp Smart för mätning oralt, rektalt eller i armhålan.  
Pris: 119:-

Tillbehör: Art.nr: 4113-1  
Hygienskydd. 100 st/fp. **Pris: 50:-**

**BK-mätare**

Art.nr: 4059 Ihopfällbar bukhöjds-mätare. Det färliga fettet är fastare och finns djupt inne i buken. Därför kan man mäta bukhöjden när man ligger på rygg. Det gör att underhuds-fettet sjunker ut en aning åt sidorna. BK-mätaren kan fällas ihop för transport eller förvaring och kan sprittas av. **Pris: 1.795:-**



### KaWe REFLEXHAMMARE:



Art.nr: 8861 KaWe Trömmar Original reflexhammare med metallskaft. **Pris: 555:-**

Art.nr: 8862 KaWe Witroe reflexhammare med plastskaft, borste och nål. **Pris: 485:-**

Art.nr: 8854 KaWe Colorflex stor reflexhammare. Finns i färgerna: svart, grå och blå. **Pris: 415:-**

Art.nr: 8860 KaWe Buck reflexhammare med metallskaft, borste och nål. **Pris: 355:-**

Art.nr: 8863 KaWe Babinsky reflexhammare. **Pris: 285:-**

Art.nr: 8881 KaWe Rossier reflex hammare, vit. Längd 24 cm. **Pris: 145:-**

Art.nr: 8882 KaWe Rossier reflex hammare, vit. Längd 36 cm. **Pris: 175:-**

Art.nr: 8880 Medivention hopfällbar reflexhammare. **Pris: 389:-**



### KaWe PENNLAMPOR:



Art.nr: 8896 KaWe DIALIGHT® XL pennlampa med huvud av plast och xenonlampa. Drivs med 1,5 V batteri micro typ AA (inkluderas ej). Finns i färgerna: svart och blå.

**Pris: 645:-**



Art.nr: 8890 KaWe Cliplight pennlampa av metall. Levereras med batterier 1,5 V micro (AAA). Finns i färgerna: svart, blå, grå, gul, lila och röd.

**Pris: 155:-**

### KaWe STASBAND:

Art.nr: 8875-D KaWe stasband, engångs, 50 st/fp. **Pris: 785:-**

Art.nr: 8875 KaWe easy clic stasband med enkel multi-clip i modern design. Finns i alternativen: blå och barn. **Pris: 79:-**




### KaWe STÄMGAFFLAR:

Art.nr: 8870 KaWe Rydel Seiffert stämgaffel c 128/C64 Hz för neurologer med dämpare och plastfot. **Pris: 1.695:-**

Art.nr: 8871 KaWe Lucae stämgaffel c 128 Hz för örönläkare med ställbara dämpare från c-h och plastfot. **Pris: 1.475:-**

Art.nr: 8873 KaWe Aluminium stämgaffel c 128 Hz för medicinska diagnoser med dämpare. **Pris: 939:-**

Art.nr: 8872 KaWe a1 stämgaffel 440 Hz för örönläkare med plastfot. **Pris: 729:-**



Kvalitet och kunskap sedan 1991

**AJ MEDICAL**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

**För mer information:** besök vår webbplats [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se) eller ring 08-767 29 70  
**För beställning:** Ring 08-767 29 70 Faxe 08-767 29 82 Klicka [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller använd bifogad beställningsblankett och skicka in - Vi bjuder på portot!

**Leveransvillkor:** Fraktfritt vid order över 3.000:-. **Betalningsvillkor:** 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

**Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2025.** Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen eller slutförsäljning. På grund av rådande omständigheter reserverar vi oss även mot påverkade leveranstider.



